



Prueba veterinaria

- Prueba rápida
- Bioquímica seca
- Inmunoensayo de fluorescencia



Prueba rápida



• Canino

	Núm. Cat.	Producto	Muestra	Tamaño del kit
Hot	VIDV-502	Virus del moquillo canino (CDV) Ag	Secreciones	10T
	VICD-302	Virus del moquillo canino (CDV) Ab	S/P	10T
Hot	VIPV-602	Parvovirus canino (CPV) Ag	Heces/Vomitir	10T
	VIPV-ACO607	Parvovirus canino (CPV) Ag	Heces/Vomitir	5T
	VICP-302	Parvovirus canino (CPV) Ab	S/P	10T
Hot	VICV-602	Coronavirus canino (CCV) Ag	Heces/Vomitir	10T
	VICV-ACO607	Coronavirus canino (CCV) Ag	Heces/Vomitir	5T
Hot	VIPC-625	Combinación CPV Ag + CCV Ag	Heces/Vomitir	10T
	VIPC-ACO627	Combinación CPV Ag + CCV Ag	Heces/Vomitir	5T
	VIDP-325	Combinación de CDV Ab + CPV Ab	S/P	10T
	VIPDA-ACO335SQ	Combo Anticuerpo CPV + CDV + CAV	Suero/Plasma	10T
	VIDP-525	Combinación CDV Ag+CPV Ag	Secreciones+Heces/Vomitir	10T
	VIDP-ACO527	Combinación CDV+CPV Ag	Secreciones+Heces/Vomitir	5T
	VIDPC-ACO535	Combinación de antígeno CDV Ag+CPV Ag+CCV Ag	Secreciones+Heces	10T
	VIPCDG-ACO545	Combinación de antígeno CPV+CCV+CDV+Giardia Lamblia	Secreciones+Heces	10T
	VIPG-ACO625	Combinación CPV Ag+Giardia Lamblia Ag	Heces/Vomitir	10T
	VIPG-ACO627	Combinación CPV Ag+Giardia Lamblia Ag	Heces	5T
Hot	VIPCG-635	Combinación CPV Ag+CCV Ag+Giardia Lamblia Ag	Heces/Vomitir	10T
	VIPCGT-645	Combinación de antígeno CPV+CCV+Giardia Lamblia+TOXO	Heces	10T
	VIPCG-ACO637	Combinación CPV Ag+CCV Ag+Giardia Lamblia Ag	Heces	5T
Hot	VIEH-402	Ehrlichia Canis Ab	SC/S/P	10T
Hot	VIHW-402	Gusano del corazón canino (CHW) Ag	SC/S/P	10T
Hot	VILS-402	Leishmania (LSH) Ab	SC/S/P	10T
	VIANA -ACO402	Anaplasma (ANA)Ab	SC/S/P	10T
	VIEHC-325	Combinación Canis Ehrlichia Ab+CHW Ag	S/P	10T
	VIEL-425	Canis Ehrlichia Ab+LSH Ab Combo	SC/S/P	10T
	VIELH-435	Canis Ehrlichia Ab+LSH Ab+ CHW Ag Combo	SC/S/P	10T
	VICEL-435	Combinación de ASC Ag+Ehrlichia Ab+Lyme IgG/IgM Ab	SC/S/P	10T
	VILEAC-ACO445	Combinación Lyme Ab+Ehrlichia Ab+ANA Ab+CHW Ag	SC/S/P	10T
	VISEAC-ACO445	Combinación canina de LSH Ab+Ehrlichia Ab+Anaplasma Ab+CHW Ag	SC/S/P	10T
	VIEABH-ACO445	Combinación de Ehrlichia Ab+Anaplasma Ab+ Babesia Ab+ACS Ag	SC/S/P	10T
	VILEBH-ACO445	Lyme Ab+Ehrlichia Ab+Babesia Ab+CHW Ag Combinación	SC/S/P	10T
	VILEHB-ACO445	Anticuerpo LSH + Anticuerpo Ehrlichia + Anticuerpo CHW + Anticuerpo Babesia	SC/S/P	10T
	VIEA-ACO425	Combinación de anticuerpos contra Ehrlichia canina + anticuerpos contra Anaplasma	SC/S/P	10T
	VIBG-ACO402	Anticuerpo contra Babesia Gibsoni	SC/S/P	10T
	VIRB-ACO402	Anticuerpo contra el virus de la rabia	SC/S/P	10T
	VIBCG-ACO425	Combinación de anticuerpos contra Babesia canis y Babesia gibsoni	SC/S/P	10T
	VIEAB-ACO435	Combinación de anticuerpos contra Ehrlichia canina, Anaplasma y Babesia	SC/S/P	10T
	VIAD-502	Ag de cinta II de adenovirus canino (CAV-II)	Secreciones	10T
	VIIN-502	Ag del virus de la influenza canina (CIV)	Secreciones	10T
	VIDA-525	Combinación de Ag CDV y Ag CAV-II	Secreciones	10T
	VIDAII-535	Combinación de Ag CDV, Ag CAV-II y Ag CIV	Secreciones	10T
	VICBL-402	Ag de LPS de Brucella canina (C.Bru-LPS)	SC/S/P	10T
Hot	VIRLN-302	Relaxina canina (RLN)	S/P	10T
	VIRLN-ACO402	Relaxina Canina (RLN)	SC/S/P	10T
	VICCR-402	Ag PCR Canino	SC/S/P	10T
	VIRBV-ACO802	Antígeno del Virus de la Rabia	Saliva	10T

Hot: Producto de gran venta

Prueba rápida



• Porcino

Núm. Cat.	Producto	Muestra	Tamaño del kit
VIASF-335	Virus de la peste porcina africana (VPPA) P30/P54/P72 Ab combinado	S/P	10T
VIASF-ACO435	Virus de la peste porcina africana (VPPA) P30/P54/P72 Ab combinado	SC/P/S	10T
VIASFG-ACO302	Virus de la peste porcina africana (VPPA) Ag	S/P/Tejido	10T
VICSF-302	Virus de la peste porcina clásica (VPPC) Ab	S/P	10T
VIPRR-302	Virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (VPSR) Ab	S/P	10T
VIPC-302	Circovirus porcino tipo II (PCV-2) Ab	S/P	10T
VIPRE-302	Virus de la pseudorrabia porcina gE (PRV-gE) Ab	S/P	10T
VIPRB-302	Virus de la pseudorrabia porcina gB (PRV-gB) Ab	S/P	10T
VINSF-502	Nueva gripe porcina (G4 EA H1N1) Ag	Hisopo nasal	10T
VITR-402	Trichinella porcina (TRI) Ab	SC/S/P	10T
VIPFMA-302	Virus de la fiebre aftosa tipo A (P.FMDV.A) Ab	S/P	10T

• Felino



	Núm. Cat.	Producto	Muestra	Tamaño del kit
Hot	VIFP-602	Virus de la panleucopenia felina (FPV) Ag	Heces/Vomitares	10T
	VIFP-ACO607	Virus de la panleucopenia felina (FPV) Ag	Heces/Vomitares	5T
	VIFCO-302	Virus corona felino (FCoV) Ab	S/Ascitis/Hidrotórax	10T
	VIFCO-ACO602	Virus Corona Felino (FCoV) Ag	Heces	10T
	VIFCO-ACO607	Virus Corona Felino (FCoV) Ag	Heces	5T
	VIFF-ACO625	Combinación FCoV Ag+FPV Ag	Heces	10T
	VIFF-ACO627	Combinación FCoV Ag+FPV Ag	Heces	5T
	VIFPG-625	Combo FPV Ag+Giardia Lamblia Ag	Heces	10T
	VIFPG-ACO627	Combo FPV Ag+Giardia LambliaAg	Heces	5T
	VIFFG-635	FCoV Ag+FPV Ag+Giardia Lamblia Ag	Heces	10T
	VIFFG-ACO637	Combinación FCoV Ag+FPV Ag+Giardia Lamblia Ag	Heces	5T
	VIFFGT-ACO645	Combinación FCoV Ag+FPV Ag+Giardia Lamblia Ag+TOXO Ag	Heces	10T
	VIIV-402	Ab del virus de la inmunodeficiencia felina (VIF)	SC/S/P	10T
Hot	VILV-402	Virus de la leucemia felina (FeLV) Ag	SC/S/P	10T
Hot	VIIIE-425	Combinación FIV Ab + FeLV Ag	SC/S/P	10T
	VIIH-ACO425	Combinación FIV Ab+FHW Ag	SC/S/P	10T
	VIIIEC-ACO435	Combinación de FIV Ab+FeLV Ag+FCoV Ab	SC/S/P	10T
	VIFHEI-ACO445	Combinación de Ab FCoV + Ag FHW + Ag FeLV + Ab VIF	SC/S/P	10T
	VIFH-502	Virus del herpes felino (FHV) Ag	Secreción ocular	10T
	VIFC-502	Calicivirus felino (FCV) Ag	Secreciones	10T
	VIFC-ACO507	Calicivirus felino (FCV) Ag	Secreciones	5T
	VIFHC-525	Combinación FHV Ag+FCV Ag	Secreciones	10T
	VIFPCH-ACO335SQ	Combo FPV+FCV+FHV Ab	S/P	10T
	VIFPCH-ACO535	Combinación FPV+FCV+FHV Ag	Heces+Secreciones	10T
	VICHCP-ACO545	Combinación FCV+FHV+FCoV+FPV Ag	Heces+Secreciones	10T
	VIFIC-ACO555	Combinación FPV+TOXO+FCoV+FHV+FCV Ag	Heces+Secreciones	10T
	VIFSA-402	Amiloide A Suero Felino (fSAA)	SC/S/P	10T
	VIFHW-402	Gusano del corazón felino (FHW) Ag	SC/S/P	10T
	VIFRLN-ACO302	Relaxina felina (RLN)	S/P	10T
	VIFAB-ACO402	Tipificación de sangre felina	SC	10T

Prueba rápida



• Bovino

Núm. Cat.	Producto	Muestra	Tamaño del kit
VIFMO-302	Virus de la Fiebre Aftosa Tipo O (FMDV-O) Ab	S/P	10T
VIBFMA-302	Virus de la Fiebre Aftosa Tipo A (B.FMDV-A) Ab	S/P	10T
VIRO-602	Rotavirus Ag	Heces	10T
VIRO-ACO607	Rotavirus Ag	Heces	5T
Hot VIMPB-302	Tuberculosis Bovina (MPB70 y 83) Ab	S/P	10T
VIBVD-302	Virus de la Diarrea Viral Bovina (BVDV) Ab	S/P	10T
VIBVDG-ACO902	Virus de la Diarrea Viral Bovina (BVDV) Ag	Tejido	10T
VIRCCE-ACO645	Combinación de rotavirus + criptosporidios + coronavirus + E. coli Ag	Heces	10T
VIRCCE-ACO647	Combinación de rotavirus + criptosporidios + coronavirus + E. coli Ag	Heces	5T
VIFMN-302	Proteína No Estructural del Virus de la Fiebre Aftosa (FMD NSP) Ab	S/P	10T
VIBB-402	Brucella Bovina Ag	SC/S/P	10T
VIBBB-ACO402	Brucella Bovina Ab	SC/S/P	10T
Hot VIBPAG-ACO302	Gestación Bovina (GPA)	P/S	10T
VIPROG-202	Gestación Bovina (Prog)	P/S/Leche	10T

Hot: Producto de gran venta



• Otros

Núm. Cat.	Producto	Muestra	Tamaño del kit
VIGA-602	Giardia Lamblia Ag	Heces	10T
VIGA-ACO607	Giardia Lamblia Ag	Heces	5T
VIGA-625	Giardia Lamblia Ag	Heces	10T
VITGM-402	Ac IgG/IgM de toxoplasma	SC/S/P	10T
VICOV-ACO502	SARS-CoV-2 Ag	Torunda	10T
VINDV-602	Virus de la enfermedad de Newcastle (NDV) Ag	Heces/Secreciones	10T
VINDV-ACO607	Virus de la enfermedad de Newcastle (NDV) Ag	Heces/Secreciones	5T
VILY-402	Ac Lyme IgG/IgM	SC/S/P	10T
VILEP-402	Leptospira IgG/IgM Ab	SC/S/P	10T
VITO-602	Toxoplasma Ag	Heces/S/P	10T
VITO-ACO607	Toxoplasma Ag	Heces	5T
VIAIV-502	Virus de la influenza aviar (AIV) Ag	secreción laringotraqueal/Heces	10T
VIAIH-ACO502	Virus de la influenza aviar H5 (AIV H5) Ag	secreción laringotraqueal/Heces	10T
VIAIH-ACO507	Virus de la influenza aviar H5 (AIV H5) Ag	secreción laringotraqueal/Heces	5T
VIAIH7-ACO502	Virus de la influenza aviar H7 (AIV H7) Ag	secreción laringotraqueal/Heces	10T
VIALV-ACO602	Leucosis aviar (ALV) Ag	Hisopo de meconio/cloaca/clara de huevo	10T
VIALV-ACO607	Leucosis aviar (ALV) Ag	Hisopo de meconio/cloaca	5T
VICR-602	Criptosporidio Ag	Heces	10T
VICR-ACO607	Criptosporidio Ag	Heces	5T
VIMCO-ACO502	Antígeno del MERS-CoV	Secreciones	10T
VIEIAV-ACO402	Anticuerpo del virus de la anemia infecciosa equina (VAIE)	SC/S/P	10T
VIEIV-ACO502	Antígeno del virus de la influenza equina (VIE)	Secreciones	10T

Prueba veterinaria

Bioquímica seca

Tiras reactivas para análisis de orina

Información del producto


Núm. Cat.:	VIU031-ACO11/VIU031-ACO14
Medición:	Cualitativo/Semicuantitativo
Tiempo de lectura:	30-120 segundos
Analitos:	LEU/URO/ALB/PRO/BIL/GLU/ASC/SG/KET/NIT/CRE/pH/BLO/CA
Vida útil:	24 meses
Temperatura de almacenamiento:	2-30 °C
Envase:	25 T



Analizador de orina (ACA301VET)

Especificaciones técnicas

Principio:	Colorimetría fotoeléctrica
Velocidad de prueba:	60 pruebas/hora
Memoria de datos:	10 000 resultados
Tiempo de incubación de la tira:	1 minuto
Longitud de onda de la luz:	470 nm, 525 nm y 625 nm
Pantalla:	Pantalla táctil LCD de 3,5"
Impresora:	Impresora térmica integrada
Conectividad:	Puerto RS232, 2 puertos USB
Condiciones de funcionamiento:	10-30 °C, HR ≤ 80 %, 86-106 kPa
Voltaje de funcionamiento:	CA 100-240 V, 50/60 Hz, 5 V CC, 2 A o 4 pilas AA de 1,5 V
	Tamaño: Pilas alcalinas
Peso:	600 g
Dimensiones (L/An/AI):	200 x 137 x 52 mm



Prueba veterinaria

Medidor de glucosa y cetonas en sangre (ACA401VET)

Especificaciones técnicas

Metodología:	Electroquímica
Tiempo de prueba:	Glucosa en sangre (GDH): 5 segundos Cetona en sangre: 8 segundos
Rango de medición:	Glucosa en sangre (GDH): 1,1-33,3 mmol/L (20-600 mg/dL) Cetona en sangre: 0,0-8,0 mmol/L
Muestra:	Sangre total (sangre capilar o venosa)
Hematocrito:	20 %-70 %
Volumen de la muestra:	Glucosa en sangre (GDH): 0,8 L Cetona en sangre: 1,2 L
Fuente de alimentación:	2 pilas AAA
Duración de la batería:	Aprox. 500 análisis
Unidades de medida:	Glucosa en sangre (GDH): mmol/L o mg/dL Cetona en sangre: mmol/L
Memoria:	Registros de glucosa en sangre: 800 Registros de cetona en sangre: 200
Apagado automático:	2 minutos después de la última acción
Dimensiones del medidor:	62 mm x 101 mm x 32 mm
Tamaño de la pantalla:	36 mm x 46 mm
Peso (sin batería):	68 g (aprox.)



Analizador de flujo lateral (ACA101VET)

Especificaciones técnicas

Principio:	Imágenes ópticas
Formato de prueba:	Varilla medidora, casete o panel
Medición:	Cualitativo/Semicuantitativo/Cuantitativo
Tiempo de lectura:	4 segundos
Tiempo de prueba:	Referencia de analitos
Fuente de alimentación:	5 V CC, 300 mA
Memoria interna:	8 GB
Dimensiones:	155 x 119 x 111 mm
Peso:	440 g
OS:	Basado en Windows Programa propietario
Condiciones de funcionamiento:	15-30 °C
Condiciones de almacenamiento:	-10-60 °C
Conexiones de interfaz:	USB 2.0
Información del analito:	Código QR



Prueba veterinaria

Analizador de flujo lateral (ACA101VET)

Especificaciones técnicas

Principio:	Imágenes ópticas y procesamiento de imágenes
Formato de prueba:	Casete
Pantalla:	Pantalla táctil LCD de 7"
Medición:	Cualitativo, semicuantitativo Cuantitativo
Tiempo de lectura:	5 segundos
Fuente de alimentación:	CC 12 V, 2 A
Dimensiones (L*An*Al):	220 x 204 x 173 mm
Peso:	<1,5 kg
Almacenamiento de datos:	Hasta 3000 registros
Puertos de conexión:	Puerto LAN, 4 puertos USB, Wi-Fi
Impresora:	Impresora térmica integrada



Pruebas rápidas para el analizador LF

Núm. Cat.	Producto	Muestra
Gama canina		
acr301bvet	Virus del moquillo canino (CDV) Ag	Secreciones
acr302bvet	Parvovirus canino (CPV) Ag	Heces/Vomitir
acr303bvet	Coronavirus canino (CCV) Ag	Heces/Vomitir
acr304bvet	Combinación agrícola CPV + CCV	Heces/Vomitir
acr305bvet	Combinación agrícola CPV + CCV + Giardia	Heces/Vomitir
acr306bvet	Combinación agrícola CDV + CPV	Secreciones+Heces/Vomitir
acr307bvet	Parvovirus canino (CPV) Ab	S/P
acr308bvet	Proteína C reactiva canina (Semicuantitativo)	SC/S/P
acr309bvet	Combinación Canis Ehrlichia Ab+LSH Ab	SC/S/P
acr310bvet	Gusano del corazón canino (CHW) Ag	SC/S/P
acr311bvet	Relajante para perros (RLN)	S/P
acr312bvet	Ehrlichia Canis Ab	SC/S/P
acr313bvet	Combinación CDV+CAV-II+CIV Ag	Secreciones
acr314bvet	Virus de la influenza canina (CIV) Ag	Secreciones
acr315bvet	Leishmania (LSH) Ab	SC/S/P
acr316bvet	Canino Brucella LPS Ab	SC/S/P
acr317bvet	Combinación Canis Ehrlichia Ab+LSH Ab+CHW Ag	SC/S/P
acr318bvet	Combinación Canis Ehrlichia Ab+CHW Ag	S/P
acr319bvet	Combinación CDV+CAV-II Ag	Secreciones
acr320bvet	Combinación CHW Ag+Ehrlichia Ab+Lyme Ab	SC/S/P

Pruebas rápidas para el analizador LF

Núm. Cat.	Producto	Muestra
Gama felina		
acr321bvet	Virus de la panleucopenia felina (FPV) Ag	Heces/Vomitarse
acr322bvet	Virus de la leucemia felina (FeLV) Ag	SC/S/P
acr323bvet	Combinación FIV Ab + FeLV Ag	SC/S/P
acr324bvet	Calicivirus felino (FCV) Ag	Secreciones
acr325bvet	Inmunodeficiencia felina (VIF) Ab	SC/S/P
acr326bvet	Combo FPV+Giardia Lamblia Ag	Heces
acr327bvet	Combinación FHV+ FCV Ag	Secreciones
acr328bvet	Virus del herpes felino (FHV) Ag	Secreción ocular
acr329bvet	Combinación FCoV+FPV+Giardia Lamblia Ag	Heces
acr330bvet	Felino Suero Amiloide A Ag (Semicuantiativo)	SC/S/P
acr331bvet	Virus Corona Felino (FCoV) Ag	Heces
Gama porcina		
acr332bvet	Virus de la peste porcina africana (VPPA) Ag	S/P/Tejido
acr333bvet	Nueva gripe porcina (G4 EA H1N1) Ag	Hisopado nasofaríngeo
acr334bvet	Virus de la peste porcina clásica (VPPC) Ab	S/P
acr335bvet	Virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (VPSR) Ab	S/P
acr336bvet	Circovirus porcino tipo II (PCV-2) Ab	S/P
acr337bvet	Virus de la pseudorabia porcina gE (PRV-gE) Ab	S/P
acr338bvet	Combo de anticuerpos contra el virus de la peste porcina africana (PPA)	S/P
Gama bovina		
acr339bvet	Giardia Lamblia Ag (Trofozoíto)	Heces
acr340bvet	Giardia Lamblia Ag (Trofozoíto y Quistes)	Heces
acr341bvet	Virus de la Fiebre Aftosa Tipo A (B.FMDV-A) Ab	S/P
acr342bvet	Virus de la Diarrea Viral Bovina (BVDV) Ab	S/P
acr343bvet	Proteína No Estructural del Virus de la Fiebre Aftosa (FMD NSP) Ab	S/P
acr344bvet	Gestaciones de Ganado (Prog)	P/S/Leche
acr345bvet	Rotavirus Ag	Heces
acr346bvet	Tuberculosis Bovina (MPB70&83) Ab	S/P
acr347bvet	Gestaciones de Ganado (PAG)	P/S
acr348bvet	Brucella Bovina Ag	SC/S/P
Otros		
acr349bvet	Toxoplasma IgG IgM Ab	SC/S/P
acr350bvet	SARS-CoV-2 Ag	Torunda
acr351bvet	Virus de la enfermedad de Newcastle (NDV) Ag	Heces/Secreciones
acr352bvet	Virus de la influenza aviar (AIV) Ag	Secreción laringotraqueal/Heces
acr353bvet	Ac Lyme IgG/IgM	SC/S/P
acr354bvet	Leptospira IgG/IgM Ab	SC/S/P
acr355bvet	Criptosporidio Ag	Heces

(Formato: Casete, Tamaño del kit: 10 T)

Prueba veterinaria

Inmunoensayo de fluorescencia

Analizador de inmunoensayo de fluorescencia (ACA201VET)

Especificaciones técnicas

Método de prueba:	Inmunoensayo fluorescente de tipo seco
Tiempo de lectura:	<20 segundos
Pantalla:	Pantalla táctil LCD de 7"
Memoria:	10000 registros
Fuente de alimentación:	100~240 V CA, 50/60 Hz
Dimensiones (L*An*Al):	233 x 238 x 229 mm
Peso:	2,3 kg
Condiciones de funcionamiento:	10~30 °C, HR ≤ 85 %
Impresora:	Impresora térmica integrada
Conectividad:	2 puertos USB, puerto LAN, puerto COM RS232 (WLAN opcional)
Compatibilidad:	LIS



Pruebas de inmunoensayo de fluorescencia

Núm. Cat.	Producto	Muestra
acr601vet	PCR canina	SC/S/P
acr602vet	Antígeno del suero amiloide A felino	SC/S/P
acr603vet	Antígeno del parvovirus canino	Heces
acr604vet	Antígeno del virus de la panleucopenia felina	Heces
acr605vet	Antígeno de la lipasa pancreática canina	Suero/Plasma
acr606vet	Antígeno de la lipasa pancreática felina	Suero/Plasma
acr607vet	Antígeno NT-proBNP canino	Suero/Plasma
acr608vet	Antígeno cCys-C	Suero/Plasma
acr609vet	Antígeno del cortisol canino	Suero/Plasma
acr610vet	Antígeno fCys-C	Suero/Plasma
acr611vet	T4 canina	Suero/Plasma
acr612vet	T4 felina	Suero/Plasma
acr613vet	Progesterona (P4) canina	Suero/Plasma
acr614vet	Dímero D canino	Plasma
acr615vet	Antígeno del coronavirus felino	Heces
acr616vet	Antígeno del virus de la leucemia felina	SC/S/P
acr617vet	Anticuerpo de inmunodeficiencia felina	SC/S/P
acr618vet	Antígeno del gusano del corazón canino/felino	SC/S/P
acr622vet	Antígeno del coronavirus canino	Heces
acr621vet	Anticuerpo CPV/CDV/CAV	Suero/Plasma
acr620vet	Anticuerpo FPV/FHV/FCV	Suero/Plasma
acr619vet	TSH canina	Suero/Plasma
acr623vet	Antígeno del virus de la rabia	Saliva

(Tamaño del kit: 10 T / Formato: Casete)







™

ACRO BIOTECH, INC

Version:14

**Acro Biotech, Inc.
4650 Arrow Highway, Suite D-6 Montclair,
CA 91763, U.S.A.
Tel: +1 (909) 541-5085
www.acrobiotech.com
info@acrobiotech.com**